

光線器のレンタルについて

期間:1週間単位(ご相談に応じます)

貸出・返却は当サロンにて行います

料金:1万5千円(税別)／1週間単位

別途カーボン使用料 → 返却時に精算

※1台でカーボン2本設置(2本で40分×約5回使用可能)、1本420円(税別)

◎レンタルの方がお得になるめやすは1日120分の照射です

＜取扱上の注意＞

- 電源コードのプラグは確実にコンセントに差し込んで下さい
- コードの上に重い物を乗せないで下さい
- 濡れた手でプラグに触れないで下さい
- 傾いた場所や振動の多い場所で使用しないで下さい
- 使用中及び停止直後に電極、排煙筒、カーボンに手で触れないで下さい(照射中及び照射直後にカーボンをジョイントする場合は、必ず軍手を使用)
- 可燃物に近い場所、湿気が多い場所、可燃ガスの発生する場所、換気の悪い場所、風が強く当たる場所、ほこり・金属粉が多い場所では使用しないで下さい
- 光線器は水平にセットして下さい
- 6cm以下の短いカーボンはジョイントして下さい
- 使用中は換気をよくして下さい
- 使用後は必ず光線器の電源を切り、周囲の安全を確認して下さい

＜照射上の注意＞

- 顔の場合は、30cm位離し、1日2回程度をめやすに1回40分迄で眼を閉じて照射して下さい(その際、お化粧品は落として照射して下さい)
- 照射した部分(肌)が乾燥することがあります。その場合は保湿クリームでケアして下さい
- 顔以外の部位の場合は、10cm以上離し、1日何回でも結構ですから1回60分までで照射して下さい

その他不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。



光セラピー・ソフト整体・エステ
ほっとサロンアーク

